

MODELO INTELIGENTE DE INYECCIÓN INTRAMUSCULAR GLÚTEA CON RETROALIMENTACIÓN

Modelo avanzado e interactivo diseñado para la formación en técnicas de inyección intramuscular en la región glútea. Integra un sistema de retroalimentación inteligente que valora la precisión de la punción, mejorando la seguridad y eficacia del entrenamiento en enfermería, emergencias y educación médica.

CARACTERÍSTICAS

- Cubre zonas de inyección en músculos glúteo mayor, medio y menor, en posiciones prono y lateral.
- Lado derecho transparente: muestra anatomía de músculos, nervios y vasos.
- Sistema inteligente (lado izquierdo):
 - Luz verde: punción correcta.
 - Luz roja + zumbador: punción incorrecta.
 - Luces diferenciadas por zonas nerviosas.
- Permite inyección y aspiración con líquidos simulados. Fácil drenaje y reutilización.
- Portátil, funciona con pilas AA.
- Fabricado en PVC.

ACCESORIOS:

- Bolsa de Infusión.
- Tubo de Conexión.



MODELO XC-453B

NOTA:

Este modelo no incluye estructura ósea pélvica incorporada, por lo que no reconoce profundidad de punción ni permite palpación de referencias óseas.