

MICROSCOPIO ESTEROSCOPIO

El EXCT-7050T es un microscopio estéreo profesional con cabezal trinocular, diseñado para observar muestras en 3D y permitir la captura simultánea de imágenes o video mediante una cámara digital.

CARACTERÍSTICAS

- Cabezal Trinocular: Permite conectar cámaras sin perder la visión ocular.
- Zoom 7x - 50x: Rango de aumento fluido y preciso.
- Luz LED Dual: Iluminación superior e inferior integrada.
- Campo Amplio: Oculares de 22mm para una visión más extensa.
- Ergonómico: Cabezal inclinado a 45° y rotatorio en 360°.

ACCESORIOS

- Funda antipolvo.
- Cable de alimentación.
- Manual de instrucciones digital.



MODELO
EXCT-7050T
(EXACTROL)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	EXCT-7050T
Cabecal	Trinocular inclinado a 45° y rotatorio 360°
Ajuste de Dioptrías	±5dp en ambos tubos oculares
Distancia Interpupilar	55mm - 75mm
Relación de Zoom	1 : 6.4
Oculares	WF10X / 22mm
Rango de Objetivo	0.7x - 5.0x
Magnificación Total	7x - 50x
Distancia de Trabajo	100mm
Platinas	Blanca/Negra y Plástico Esmerilado
Iluminación	LED de 3W (Incidente y Transmitida)