

BALANZA ANALÍTICA PROFESIONAL

La serie PTX utiliza una nueva placa base numérica: tecnología de placas base múltiples, proyecto de mayor integración. La balanza de la serie PTX tiene diversas aplicaciones, tecnología inteligente antichoque, compensación de temperatura de amplio rango, calibración de linealidad multipunto, entre otras. El software altamente compatible satisface ampliamente las exigencias de los usuarios en cuanto a balanzas de alta precisión.

CARACTERÍSTICAS

- Sensor Super Monoblock
- Ajuste la calibración interna según la temperatura configurada por el usuario.
- Compensación de temperatura en tiempo real
- Pantalla LCD retroiluminada VATN
- Tiempo de estabilidad de pesaje ajustable
- Modo de pesaje predeterminado automático
- Ajuste de fecha, hora y temperatura
- Con asa de transporte y caja de herramientas trasera
- Con gancho inferior para pesar por debajo
- Las mediciones se pueden leer directamente en el PC.
- Protector contra corrientes de aire de vidrio antiestático
- Protección contra sobrecarga



ACCESORIOS

- Manual de operación
- 1 kit de plato
- Guantes de tela
- Pesa de 100g
- Cargador de 12vdc ,0.5A
- Cable USB

MODELO
PTX-FA110S
(EXACTROL)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	PTX-FA110S
Capacidad	110 g
Legibilidad	0,1 mg
Repetibilidad	± 0,1 mg
Linealidad	±0,2 mg
Tamaño del plato	Ø90 mm
Tiempo de respuesta	2-5 s
Dimensiones de la carcasa	345 × 223 × 331 mm
Calibración	Calibración interna inteligente automática configurable
Compensación	Compensación de temperatura en tiempo real
Ajuste antivibración	7 niveles ajustables
Interfaces	RS232 y USB
Unidades	Más de 20 unidades (g, mg, ct, entre otras) + 2 unidades personalizables