




► Características



- Cabeza recta binocular.
- Ajuste de distancia interpupilar 55 ~ 75 mm.
- Platina con pinzas.
- Dos platinas intercambiables: cristal opaco, para luz transmitida y doble cara blanco/negro, para luz incidente.
- Anillo antiderrapante en objetivo y tapa.
- Estativo, robusto, reforzado y fácil de transportar.
- Iluminación con interruptores independientes.
- Altura ajustable

► Aplicaciones

- Educación Superior
- Investigación
- Industrial

► Accesorios incluidos

- Eliminador
- Llave de ajuste
- Funda de plástico

DATOS TÉCNICOS

Modelo	VE-S0
Oculares	WF 10X/20 mm, con prisionero.
Objetivos	2X (20 aumentos totales).
Platina	Platina intercambiable de 60 mm/ 2.3" de diámetro, cristal opaco y doble cara blanco/negro.
Enfoque	Macrométrico antiderrapante.
Iluminación	LED transmitida e incidente.
Dimensiones	160 x 280 x 203 mm / 6.2" x 11.0" x 7.9"
Fuente de Alimentación	3 baterías AA recargables de 1.2V (incluidas). CA 110/240, 50/60 Hz.
Garantía	1 año