

BALANZA DE PRECISIÓN

La balanza de precisión PTY-B4000 de la "Serie B" es un equipo digital con un sensor de celda de carga, la cual genera una respuesta rápida de pesaje, de alta durabilidad, sensibilidad y estabilidad.

Aplicaciones: pesaje porcentual (según configuración), mediciones de densidad (volumen definido), pesaje de animales (dinámico), modo de pesaje y conteo seleccionable, ventas con diferentes precios, función de pesaje (alto/bajo), pesaje bruto/neto y mermas, función en retención de picos y pesaje de la suma acumulada

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo ajustable para la estabilidad de medida. Más de 20 unidades en medidas de peso.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Ajuste de fecha, hora y temperatura.
- Con asa de transporte.
- Con puerto RS232 y USB.
- Diseño antiestático.
- Las medidas se pueden leer directamente en la PC.
- Sensor de celda de carga.
- Calibración externa.
- Doble rango automático y precisión.
- Compensación de temperatura.
- 7 niveles de antivibración



MODELO
PTY-B4000
(EXACTROL)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	PTY-B4000
Tipo de Sensor	Celda de carga
Capacidad	4000 g
Resolución	0.01 g
Precisión	± 0.02 g
Linealidad	± 0.03 g
Tiempo de Respuesta	2 - 3 seg.
Condiciones de Operación	18 a 30°C, 0 a 70 % HR
Tamaño del Plato	168x168 mm
Tamaño	292x208x88 mm
Alimentación	AC/Batería 9V (Opcional)

ACCESORIOS

- Cargador para corriente 110-240V, 50-60Hz.
- 1 cable USB tipo RS232.
- Manual de Instrucciones.
- Batería de 3V CR2032.