

ESQUELETO CON MÚSCULOS Y LIGAMENTOS 180CM

En un lado del esqueleto, se presentan de manera visual los puntos de origen (resaltados en rojo) y los puntos de inserción (señalados en azul) de los músculos, mientras que en la otra mitad se detallan los ligamentos.

CARACTERÍSTICAS

- Tamaño de 180cm incluido el parante.
- Muestra los ligamentos y músculos.
- El cráneo muestra suturas dentadas.
- Calvario está cortado transversalmente para mostrar las estructuras interiores del cráneo.
- Los 3 dientes inferiores – incisivo, cúspide y molar son extraíbles.
- Bóveda craneal extraíble y mandíbula movable.
- Extremidades superiores e inferiores desmontables.
- Ensamblado a mano para resaltar sus detalles complejos y para garantizar durabilidad.
- Cuenta con base de plástico de 5 ruedas y tubo de metal para sostener la estructura del esqueleto.
- Empacado en caja.
- Material de plástico PVC.



XC-101A