

KIT DE SUTURA DE PIEL - LIFELIKE

Los kits de sutura de piel LifeLike ofrecen una variedad de simuladores diseñados para la práctica efectiva de técnicas de sutura en un entorno simulado. Desde la piel de doble capa con dermis gruesa hasta la dermis fina, estos simuladores imitan fielmente la anatomía y la textura de la piel humana real. Permiten a los estudiantes y profesionales de la salud practicar suturas básicas y avanzadas en condiciones realistas, antes de enfrentarse a procedimientos clínicos reales. Con opciones que imitan diferentes tipos de piel, estos kits ofrecen una experiencia de aprendizaje integral para desarrollar y mejorar habilidades cruciales en la práctica médica.

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia a la tensión alta para una práctica realista y duradera.
- Piel sintética de alta calidad que simula la textura y resistencia de la piel humana.
- Incluye instrumentos quirúrgicos y agujas para prácticas completas de sutura.
- Diseñado para ofrecer una experiencia de práctica realista y efectiva.
- Durabilidad alta para un uso prolongado en entrenamiento médico.
- Recomendado para prácticas de sutura básica y avanzada en entornos simulados.
- Proporciona una plataforma segura y controlada para el desarrollo de habilidades en suturas.



MODELOS

Dermis Fina (1212)

Grasa gruesa (1282)

Dermis Gruesa (1215)

Triple Capa (1212)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	1282	1283	1212	1215
TIPO	Doble capa con grasa gruesa	Triple capa	Doble capa con dermis fina	Doble capa con dermis gruesa
PIEL	Epidermis, dermis, tejido subcutáneo	Epidermis, dermis, grasa subcutánea	Epidermis, dermis gruesa, tejido subcutáneo	Epidermis, dermis fina, tejido subcutáneo

ACCESORIOS

- 1 base de piel.
- 1 Tijera Mayo.
- 1 Portaagujas Mayo-Hegar.
- 1 Pinza Tisular Adson.
- 2 Sutura Nylon C.
- 1 Bisturí Desechable.

****Se venden por separado.***