

AGITADOR VÓRTEX DE VELOCIDAD VARIABLE

El MX-S es un agitador vórtex de velocidad variable diseñado para mezclar líquidos en tubos y recipientes de laboratorio. Permite operación continua o por contacto, con movimiento orbital de 4 mm y ajuste de velocidad de 0 a 3000 rpm. Está destinado a aplicaciones en escuelas, laboratorios y fábricas.

CARACTERÍSTICAS

- Velocidad ajustable de 0 a 3000 rpm.
- Dos modos de operación: continuo y por contacto.
- Movimiento orbital con diámetro de 4 mm.
- Motor de polo sombreado para operación estable.
- Diseño compacto con protección IP20.

ACCESORIOS

- Manual de usuario.



MODELO
MX-S





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	MX-S
Rango de velocidad	0-3000 rpm
Visualización de velocidad	Escala
Modo de operación	Continuo / por contacto
Movimiento	Orbital
Diámetro orbital	4 mm
Tipo de motor	Motor de polo sombreado
Potencia	60 W
Entrada del motor	58 W
Salida del motor	10 W
Alimentación	220-230 / 110-120 VAC, 50/60 Hz
Dimensiones	127 × 130 × 160 mm
Peso	3.5 kg
Temperatura ambiente permitida	5-40 °C
Humedad relativa permitida	80 %
Grado de protección	IP20

