

MAQUETA

PELVIS FEMENINA FLEXIBLE DE TAMAÑO NATURAL

Maqueta anatómica de pelvis femenina a tamaño natural, diseñada para el estudio detallado de la anatomía ósea de la pelvis. Su diseño desmontable facilita la observación individual de las estructuras que la conforman, convirtiéndola en una herramienta ideal para la enseñanza de anatomía, ginecología, obstetricia y otras ciencias de la salud.

CARACTERÍSTICAS

- Reproduce la pelvis femenina a tamaño natural, ofreciendo una representación anatómica precisa.
- Diseño desmontable, que permite separar y examinar las estructuras óseas de forma individual.
- Incluye los principales componentes anatómicos: ilion, isquion, pubis, sacro, cóccix y sínfisis púbica.
- Ideal para la enseñanza de la anatomía de la pelvis femenina y su aplicación en ginecología, obstetricia, enfermería y medicina.
- Fabricada en PVC de alta calidad, resistente y de fácil limpieza.
- Dimensiones: 24 × 16 × 14 cm.
- Peso del paquete: 0.6 kg.



MODELO
PNT-T112a