



► Características

- Ajuste de dioptría en ambos oculares.
- Cabeza Binocular con ajuste de distancia interpupilar.
- Cabeza inclinada a 45°.
- Cámara digital integrada.
- Software de operación de la cámara, para captura de foto, video y análisis digital.
- Estativo, robusto, reforzado y fácil de transportar.
- Perillas de ajuste de zoom.
- Distancia Interpupilar de 55 ~ 75 mm.
- Platina con pinzas.
- Iluminación con ajuste de intensidad.
- Controles independientes de intensidad luminosa.

► Aplicaciones

- Educación Superior
- Investigación
- Uso Clínico

► Accesorios incluidos

- Cable USB
- Funda de plástico
- Disco de Instalación

DATOS TÉCNICOS

Modelo	VE-S5C
Oculares	WF 10X/20 mm, con gomas protectoras.
Cámara	3 MP, integrada.
Objetivos	0.7X, 0.8X, 1X, 1.5X, 2X, 3X, 4X, 4.5X (7 a 45 aumentos totales).
Sistema Óptico	Sistema Greenough, con zoom de aumentos variables.
Platina	Intercambiable, blanca traslúcida y blanco/negro.
Enfoque	Macrométrico antiderrapante.
Iluminación	LED transmitida e incidente.
Sistema operativo	Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10 (32 & 64 bit)
Dimensiones	225 x 355 x 270 mm/ 8.8" x 13.9" x 10.6".
Fuente de Alimentación	CA 110/240, 50/60 Hz.
Garantía	10 años