

PEACHÍMETRO PORTÁTIL DE MESA (OR P, PH, TEMP)

El peachímetro de mesa HZP-T502 es la herramienta más conveniente y precisa para medir la actividad ion-hidrogeno y el potencial de reducción-oxidación (ORP) en soluciones a base de agua.

Este equipo cuenta con un porta-electrodo independiente y una gran pantalla táctil LCD. Ideal para los laboratorios que quieran obtener y/o guardar información del PH y ORP (pH y mV) con una alta precisión (Grado 0.01).

CARACTERÍSTICAS

- Identificador automático de 5 grupos de búferes y soporte de un grupo (5 puntos) personalizado.
- Viene integrada la función de protección de apagado para asegurarse de no perder datos.
- Presión de un solo botón para la calibración.
- Compensación de temperatura automática y/o manual.
- Visualización automática de la pendiente del electrodo y el estado de uso.
- Muestra un icono de estabilización de lectura.
- Muestra simultáneamente el pH, la temperatura y el valor de la solución.
- La lectura a través de la pantalla muestra las medidas de pH, mV, o R el. mV.
- Electrodo de ORP NO INCLUIDO.



MODELO
HZP-T502

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO		HZP-T502
Grado		0.01
Pantalla (monitor)		5.0" (pulgadas)
Modos de medición		pH/ mV (ORP)/ Rel. mV (Opcional)
pH	Rango de medición	-2.00 hasta 20.00 pH
	Resolución	0.01 pH
	Precisión	±0.01% pH
ORP	Rango de medición	-2000.0 hasta 2000.0 mV (Opcional)
	Resolución	0.1 mV
	Precisión	±1mV (±0.05% F.S)
Temp.	Rango de medición	-30.0 hasta 105°C (ATC/MTC)
	Resolución	0.1°C
	Precisión	±0.2°C

Calibración	Compensación de auto temperatura
	5 grupos integrados & 25 tipos de búferes
	Auto reconocimiento
	1 hasta 5 puntos de calibraciónadmite búfer autodefinido.
Memoria	1000 mediciones cumplen con las nomas GLP(buenas prácticas de laboratorio)
Transferencia de datos	RS232, USB, con impresora (opcional)
Fuente de poder	Desde 9 hasta 12 V
pH de entrada	BNC, Impedancia $> 3 \times 10^{12}\Omega$
Entrada de temperatura	Cincha, NTC 30K Ω
Modo final	Automático /Manual Opcional
Extensiones	Modo de medida continua, Visualizaciónde curva dinámica pH vs No. / mV vs No.
Dimensión	250 x 165 x 65 mm
Tamaño	395 x 270 x 132 mm
Peso (Soporte independiente)	4.6 kg
Peso (Soporte dependiente)	3.3 kg

ACCESORIOS

- 1 caja.
- Manual de instrucciones.
- Cable de conexión Dc.
- Soporte.