

SIMULADOR AVANZADO DE CATETERISMO URETRAL MASCULINO

Modelo anatómico realista diseñado para la enseñanza y práctica de técnicas de cateterismo uretral masculino. Permite entrenar el procedimiento completo de inserción del catéter de manera segura, controlada y con retroalimentación visual inmediata.

CARACTERÍSTICAS

- Permite practicar todo el procedimiento como en un paciente real.
- Se puede introducir un catéter lubricado a través del meato urinario, recorrer la uretra y alcanzar la vejiga.
- Al alcanzar correctamente la vejiga, fluye orina artificial (agua) a través del catéter.
- Incluye estructuras anatómicas masculinas externas e internas relevantes para el procedimiento.
- Fabricado en PVC de alta calidad, resistente, fácil de limpiar y reutilizable.



**MODELO
XC-408C**

ACCESORIOS

- Sonda Foley.
- Sonda Nelaton.
- Jeringa.
- Sobres de lubricante.
- Pinza de plástico.