

PESAS DE CALIBRACIÓN PARA BALANZAS

Las pesas de calibración **M1**, disponibles en variantes de **1000 g, 2000 g, 5 kg y 10 kg**, son instrumentos precisos y confiables diseñados para verificar y calibrar la exactitud de balanzas y equipos de medición. Fabricadas con materiales de alta calidad, cumplen con estándares de precisión M1, asegurando resultados consistentes. Estas pesas son indispensables en entornos de laboratorio, industriales o comerciales donde la precisión de la medición es crucial. Su construcción robusta y marcado claro las convierten en una elección ideal para garantizar mediciones precisas y confiables en diversas aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

- Pesas de calibración M1 disponibles en variantes de 1000 g, 2000 g, 5 kg y 10 kg.
- Instrumentos precisos y confiables para verificar y calibrar balanzas y equipos de medición.
- Cumplen con estándares de precisión M1 para resultados consistentes.
- Fabricadas con materiales de alta calidad para garantizar durabilidad.
- Indispensables en entornos de laboratorio o industriales.
- Construcción robusta que asegura su resistencia y fiabilidad.
- Marcado claro que facilita la lectura y el uso.
- Ideal para garantizar mediciones precisas y confiables en diversas aplicaciones.



MODELO
M1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Capacidad (g)	Dimensiones (cm)	Tolerancia
M1-1000GR	1000	7.8 x 4.5	±0.1 g
M1-2000GR	2000	10 x 5.5	±0.2 g
M1-5KG	5000	8 x 7.5 x 15	±0.5 g
M1-10KG	10000	10.5 x 9.5 x 19	±1 g

