

AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL LED

Agitador magnético digital con pantalla LED, diseñado para la mezcla de líquidos en aplicaciones de laboratorio. Permite controlar digitalmente la velocidad de agitación y trabajar con volúmenes de agua de hasta 3 L. Su placa de trabajo de Nylon reforzado con fibra de vidrio ofrece resistencia química para el uso habitual en laboratorio.

CARACTERÍSTICAS

- Control digital de velocidad con visualización mediante pantalla LED.
- Capacidad máxima de agitación de 3 L de H₂O.
- Velocidad de agitación de hasta 1500 rpm.
- Motor DC sin escobillas y una posición de agitación.
- Placa de trabajo de Ø135 mm fabricada en Nylon + fibra de vidrio (GF).

ACCESORIOS

- Manual de usuario.
- Cable de poder.



**MODELO
MS-PA**





MODELO	MS-PA
Rango de velocidad	200 - 1500 rpm
Capacidad máxima de agitación	3 L de H ₂ O
Posiciones de agitación	1
Longitud máxima de barra magnética	50 mm
Pantalla de velocidad	LED
Dimensión de la placa de trabajo	Ø135 mm (5 pulgadas)
Material de la placa	Nylon + GF
Tipo de motor	Motor DC sin escobillas
Potencia de entrada del motor	5 W
Potencia de salida del motor	3 W
Potencia total	15 W
Alimentación	100-120 / 200-240 V, 50/60 Hz
Clase de protección	IP42
Dimensiones (An × Pr × Al)	150 × 260 × 80 mm
Peso	1.8 kg
Temperatura ambiente permitida	10 - 40 °C
Humedad ambiente permitida	80 % HR

