

CUBRE OBJETO DE VIDRIO DE BOROSILICATO

Nuestro cubreobjetos para microscopio es una delgada lámina de vidrio o plástico que se coloca sobre una muestra en un portaobjetos. Su función es proteger la muestra de la contaminación, el polvo y el contacto directo con el objetivo del microscopio, garantizando así una observación nítida y sin interferencias. Los cubreobjetos son esenciales en laboratorios, instituciones educativas y entornos de investigación, ya que mejoran la durabilidad y la calidad de las preparaciones microscópicas. Su diseño delgado y transparente permite una visualización óptima de tejidos, células y otros objetos microscópicos. Un elemento imprescindible para obtener resultados precisos y confiables en el análisis microscópico.

CARACTERÍSTICAS

- Indispensable para investigadores y profesionales en laboratorios científicos.
- Fabricado con vidrio de borosilicato de alta calidad.
- Resistente a altas temperaturas y productos químicos.
- Diámetro de 24.5 mm, ideal para microscopía.
- Transparencia excepcional para una visión clara de las muestras.
- Duradero y versátil.
- Vidrio borosilicato puro (incolore) de extraordinaria resistencia química, exentos de polvo y grasa.



MODELO
VE-C2450

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	VE-C2450
Dimensiones	24 x 50 mm
Espesor	0.13 - 0.17
Material	Vidrio borosilicato puro (incoloro)
Unidades por caja	100 piezas
Color	Transparente
Almacenar	Lugar fresco (>35°C)

