

BALANZA DE PRECISIÓN CON AUTO RANGO

La balanza de precisión PTY-B3200 de la "Serie B" es un equipo digital con un sensor de celda de carga, la cual genera una respuesta rápida de pesaje, de alta durabilidad, sensibilidad y estabilidad.

Aplicaciones: pesaje porcentual (según configuración), mediciones de densidad (Volumen definido), pesaje de animales (Dinámico), modo de pesaje y conteo seleccionable, ventas con diferentes precios, función de pesaje (alto/bajo), pesaje bruto/neto y mermas, función en retención de picos y pesaje de la suma acumulada.

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo ajustable para la estabilidad de medida.
- Más de 20 unidades en medidas de peso.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Ajuste de fecha, hora y temperatura.
- Con asa de transporte.
- Con puerto de salida RS232.
- Diseño antiestático.
- Las medidas se pueden leer directamente en la PC.
- Sensor de celda de carga.
- Calibración externa.
- Doble rango automático y precisión.
- Compensación de temperatura.
- 7 niveles de antivibración.



MODELO
PTY-B3200
(EXACTROL)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	PTY-B3200
Tipo de Sensor	Celda de carga
Capacidad	3200/4200 g
Resolución	0.01 / 0.05 g
Precisión	±0.02 / ±0.05 g
Linealidad	±0.03 / ±0.1 g
Tiempo de Respuesta	2 - 3 seg.
Condiciones de Operación	18 a 30°C, 0 a 70 % HR
Tamaño del Plato	168x168 mm
Tamaño	292x208x88 mm
Alimentación	AC/Batería 9V (Opcional)

ACCESORIOS

- Cargador para corriente 110-240V, 50-60Hz.
- 1 cable USB tipo RS232.
- Manual de Instrucciones.
- Batería de 3V CR2032.