

MICROSCOPIO BINOCULAR

El microscopio EXCT-PW208 es un equipo óptico de alta precisión diseñado para aplicaciones en laboratorios de enseñanza, investigación y diagnóstico clínico. Gracias a su sistema óptico infinito y su iluminación Köhler, proporciona imágenes nítidas y de alta resolución, ideales para el análisis de muestras biológicas y médicas. Su estructura ergonómica y su sistema de enfoque preciso garantizan un uso cómodo y eficiente.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema óptico infinito: proporciona imágenes claras y de alta calidad. Cabezal binocular: adaptable para observación y captura de imágenes. Objetivos Plan Infinito: 4x, 10x, 40x y 100x para un amplio rango de ampliaciones. Iluminación LED ajustable: sistema Köhler para mejor control de iluminación. Platina mecánica de doble capa: permite un movimiento preciso de la muestra.



ACCESORIOS

- Cabezal binocular.
- Oculares PL10X/22mm
- Objetivos Plan Infinito 4x, 10x, 40x, 100x.
- Manual de uso en digital.
- Funda protectora.

MODELO
EXCT-208B
(EXACTROL)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	EXCT-208B
Sistema Óptico	Infinito
Cabezal	Binocular, inclinado 30° , interpupilar 48-75 mm
Oculares	WF10X/22mm
Revólver	Cuádruple
Objetivos	Plan Infinito 4x, 10x, 40x, 100x (inmersión en aceite)
Platina	Mecánica de doble capa, 175mm x 145mm, movimiento 76mm x 50mm
Enfoque	Ajuste coaxial macrométrico y micrométrico, rango de 25mm
Condensador	Abbe N.A. 1.25 con diafragma de iris
Iluminación	Sistema de Iluminación Koehler con LED de 5W, brillo ajustable y diafragma de campo.