

BALANZA ANALÍTICA AVANZADA

Es una balanza analítica potente, de alto rendimiento y con una alta tecnología de control precisa. Cuenta con un sensor de pesaje de respuesta rápida, gran durabilidad, consistencia equilibrada y compatibilidad entre sensibilidad y estabilidad.

Además, tiene diferentes funciones como: Función de pesaje porcentual, Función de pesaje de animales, función de liquidación de costos, función de pesaje bruto/neto/cuero, función de retención de picos, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla táctil a color de alta resolución.
- Sensor de masa de precisión.
- Visualización en tiempo real de la barra de progreso del rango.
- Doble rango automático, función de doble precisión.
- Función de calibración interna inteligente dual personalizada.
- El valor de peso incorporado se puede corregir.
- Se puede personalizar 2 tipos de unidades.
- Fecha incorporada, hora, función ajustable de visualización de temperatura.
- Equipo con puerto de comunicación USB y RS232 para conectar dispositivos periféricos.



MODELO
PTY-404/503
(EXACTROL)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	PTY-404/503
Rango de pesaje	400/500 g
Legibilidad	0.1 mg / 1 mg
Repetibilidad	± 0.2 mg / ± 2 mg
Linealidad	± 0.3 mg / ± 4 mg
Tiempo de Respuesta	2 - 5 segundos
Tamaño del Plato	$\Phi 90$ mm
Puerto de salida	RS232
Temperatura de operación	18 ~ 23 °C
Peso	5.6 kg
Tamaño de la carcasa (LxWxH)	345 x 223 x 331 mm

ACCESORIOS

- 1 adaptador de CA a CC (12VDC y 500mA).
- 1 cable USB.
- 1 platillo redondo de acero inoxidable.
- 1 pesa de calibración de 200gr.
- 1 Par de guantes de tela.
- 1 manual de uso digital.