

VELAB™



VE-B15

Microscopio Trinocular Biológico

Microscopio trinocular biológico de uso profesional, ideal para investigación, educación superior y trabajo de rutina en laboratorios clínicos. Sus objetivos planos con corrección al infinito ofrecen corrección de aberraciones ópticas para la observación de imágenes con mayor calidad, cuenta con oculares que proporcionan un amplio campo de observación y su iluminación Kohler LED lo convierte en un equipo muy completo y versátil.



Velab, Co.

USA

VELAB MICROSCOPE is the registered trade mark of Velab, Co. Velab follows a policy of continuous innovation. Design and specifications are subject to change without prior notice

www.velab.net.

Velab México

Velab Microscopios S.A. de C.V.

Velab mantiene el compromiso de continua innovación para satisfacer todas las necesidades de microscopía. Diseño y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

www.velab.com.mx

VE-B15

Microscopio Trinocular Biológico

Microscopio trinocular de uso profesional, ideal para investigación, educación superior y trabajo de rutina en laboratorios clínicos. Sus objetivos planos con corrección al infinito ofrecen corrección de aberraciones ópticas para la observación de imágenes con mayor calidad, cuenta con oculares que proporcionan un amplio campo de observación

DATOS TÉCNICOS

OCULARES

WF 10X/22 mm con gomas protectoras y ajuste de dioptrías en uno de los oculares.

CABEZA

Trinocular tipo Siedentopf inclinada a 45° y giratoria 360° con ajuste de distancia interpupilar de 48-75 mm.

REVÓLVER

Cuadruple con anillo antiderrapante y tope.

OBJETIVOS

4X, 10X, 40X (retráctil) e inmersión 100X (retráctil) con óptica plan acromática corregida al infinito, acabado metálico y anillo de color para fácil identificación.

CUERPO

Estativo, robusto y reforzado con acabado en pintura epóxica.

PLATINA

De doble placa con movimientos coaxiales X-Y, 180 x 150 mm, vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura.

CONDENSADOR

Abbe, A.N. 1.25, con tornillo elevador. Equipado con soporte adaptador para kit de contraste de fases o set de polarización (no incluidos).

DIAFRAGMA

De iris con portafiltros.

ENFOQUE

Coaxial antiderrapante macrométrico y micrométrico con ajuste de tensión.

ILUMINACIÓN

Kohler LED con control de intensidad variable y diafragma de campo en la lámpara.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Cable trifásico.

Funda de plástico.

Instructivo en español.

