

Baños maría termostáticos

Equipo de laboratorio diseñado para calentar y mantener muestras a temperatura controlada de forma uniforme y precisa. Su sistema termostático garantiza estabilidad térmica para procesos de incubación, reacciones químicas y análisis que requieren condiciones constantes.

CARACTERÍSTICAS

- Contenedor interior y tapa de acero inoxidable.
- Control de temperatura inteligente PID con pantalla digital.
- Función de temporizador y protección contra sobretemperatura.
- Drenaje eléctrico con operación de un solo botón (excepto modelo de un orificio).
- Protección por falta de agua (sensor de nivel), apagado automático para seguridad.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Cable de alimentación.
- Plataforma metálica.



MODELO
DK-2000-III
FAITHFUL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO		DK-2000-III L		
		1 agujero	1 fila y 2 agujeros	2 filas y 4 agujeros
Disponibilidad		✓	✓	✓
Rango de temperatura		Temperatura ambiente + 5 a 100 °C		
Resolución de temperatura		0.1 °C		
Movimiento de temperatura		±0.5 °C		
Uniformidad de temperatura		±1.0 °C		
Cámara interior		Acero inoxidable		
Carcasa exterior		Placa de acero laminada en frío, resistente al recubrimiento de reactivos químicos en la superficie.		
Calentador		Tubo calefactor de acero inoxidable.		
Clasificación de potencia		0.4 kW	0.5 kW	1.0 kW



MODELO		DK-2000-III L	
	1 hoyo	1 fila y 2 agujeros	2 filas y 4 agujeros
Modo control de temperatura	PID		
Minutero	0~9999 min (con función de espera de tiempo).		
Sensor	CU50		
Uniformidad de temperatura	$\pm 1.0^{\circ}\text{C}$		
Dispositivo de seguridad	Alarma de sobret temperatura.		
Tamaño de la cámara interior (An*L*Al)	150*135*150 mm	300*150*150 mm	325*300*150 mm
Tamaño exterior (An*L*Al)	170*154*210 mm	318*168*210 mm	350*318*210 mm
Clasificación de potencia	0.4 kW	0.5 kW	1.0 kW



MODELO		DK-2000-III L	
	1 hoyo	1 fila y 2 agujeros	2 filas y 4 agujeros
Volumen	3.4 Litros	6.1 Litros	14.6 Litros
Carga por rack	5 kilos		
Número de estante	1		
Alimentación	220V AC/1.8A	220V AC/2.3A	220V AC/4.5A
Peso bruto	4 Kg	5 Kg	7 Kg
Peso neto	3.3 Kg	4.5 Kg	6 Kg