

SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA CON KIT

Nuestra solución de entrenamiento es un brazo simulado excepcionalmente realista, diseñado con un acabado cuidadoso y una textura que simula la piel humana. Este innovador simulador está diseñado para ofrecer una formación eficaz en la técnica de punción de venas, tanto en venas gruesas como en venas delgadas. Para obtener resultados óptimos, se recomienda su uso previo a las prácticas clínicas reales. Además, es posible conectar una bolsa de sangre a la entrada del simulador para simular una vena real, lo que garantiza un entrenamiento de alta calidad y realismo en cada sesión.

CARACTERÍSTICAS

- Modelo práctico y sencillo para su uso.
- Incluye cintas sujetadoras para adaptar al antebrazo para hacer las pruebas.
- Puede ser usado en entrenamiento de inyección, entrenamiento de infusión, transfusión de sangre y entrenamiento de hemostasia.
- Tamaño del empaque: 29 x 19 x 30cm.

ACCESORIOS

- 5 almohadillas.
- 1 bolsa de transfusión.
- 1 aguja de infusión intravenosa.
- 1 jeringa de 5ml, y 1 de 50ml.
- 1 clip de caballo.
- 1 caja de aluminio.



MODELO
GD/HS14E