

PORTA OBJETO DE VIDRIO DE BOROSILICATO

Pequeña pieza de vidrio transparente diseñada para sostener muestras en un microscopio. Su superficie plana y uniforme permite la observación detallada de tejidos, células y otros objetos microscópicos. Es esencial en el campo de la microbiología y la investigación científica, ya que facilita el estudio y análisis de estructuras biológicas y químicas con alta precisión y claridad. El portaobjetos de microscopio es una herramienta fundamental para científicos, estudiantes y profesionales en el campo de la ciencia.

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones ideales para adaptarse a la mayoría de los microscopios.
- Resistente a altas temperaturas.
- Fabricado con vidrio de borosilicato de alta calidad.
- Diseño seguro para sujetar muestras o líquidos.
- Ofrece excelente claridad óptica.
- Esencial para investigaciones científicas y microscopía.
- Proporciona resultados confiables en el laboratorio.
- Bordes pulidos c/ pantalla sencilla, lavados y listos para usarse.



MODELO
VE-P30

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	VE-P30
Dimensiones	26 x 76 mm
Espesor	0.8 x 1.1 mm
Material	Borosilicato
Unidades por caja	50 portaobjetos
Color	Transparente
Almacenar	Lugar fresco (>35°C)

