

Baño Seco (Dry Bath) LED

Baño seco compacto con control digital LED, ideal para incubación, desnaturalización de ADN, experimentos de coagulación y otras aplicaciones que requieran calentamiento uniforme y preciso.

CARACTERÍSTICAS

- Control digital LED de temperatura y tiempo.
- Rango de temperatura desde ambiente +5 °C hasta 120 °C.
- Precisión y uniformidad térmica de $\pm 0,5$ °C.
- Temporizador de hasta 99 h 59 min.
- Protección contra sobrecalentamiento.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Bloque de calentamiento (según configuración)
- Cable de alimentación.
- Manual de usuario.



MODELO
HB120-S
DLAB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	HB120-S
Capacidad	40 tubos
Rango de temperatura	Ambiente +5 °C a 120 °C
Precisión de control de temperatura	±0.5 °C (a 37 °C)
Uniformidad térmica	±0.5 °C
Temporizador	1 min – 99 h 59 min
Temperatura de Operación	10-40°C
Humedad de Operación	<80%
Voltaje	110/220V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	170 W
Dimensiones (An×Prof×Alt)	175 × 290 × 85 mm
Peso	3 Kg