



KIT DE 7 MANIQUÍES DE RCP PROMPT CON TECNOLOGÍA HEARTSENSE® – AZUL

El CPR Prompt® Plus 7-Pack con tecnología Heartisense® ofrece un entrenamiento de RCP preciso y eficaz mediante aplicaciones y sensores que brindan retroalimentación en tiempo real.

CARACTERÍSTICAS

- Permite RCP, respiración boca a boca y maniobra de Heimlich y retroalimentación digital mediante app.
- Puntos anatómicos palpables: nuez de Adán, carótidas, ombligo, esternón y caja torácica y muesca en el pecho.
- "Clicker" audible para validar la técnica de compresión.
- Cabezas lavables y fáciles de desinfectar.
- Vías aéreas reemplazables.
- Cumple criterios de la American Heart Association.
- Ideal para entrenamientos masivos.
- Peso: 15 kg.



ACCESORIOS INCLUIDOS

- 5 maniqués adulto/niño.
- 2 maniqués de bebé.
- 50 protectores faciales/bolsas pulmonares para adulto/niño.
- 20 protectores faciales/bolsas pulmonares para bebé.
- Estuche de transporte de nailon.

MODELO
LF06700A
Nasco

Nota: Usar únicamente almohadillas DEA diseñadas para maniqués con cuerpo de espuma.