

MODELO DE LARINGE, CORAZON Y PULMON

Modelo anatómico a tamaño real que representa el sistema respiratorio y circulatorio superior con gran nivel de detalle. Está dividido en 7 partes desmontables, lo que permite observar las estructuras internas con precisión.

CARACTERÍSTICAS

- Pulmones con dos lóbulos extraíbles que permiten explorar su anatomía interna.
- Corazón seccionado, mostrando aurículas, ventrículos y válvulas.
- Laringe dividida para exhibir el diafragma y detalles internos.
- Material: Plástico PVC.
- Tamaño(LxAxH): 36 x 23 x 14 cm (aprox.).

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Soporte para montaje.
- Guía de identificación anatómica digital.



XC-320

Xincheng