

BALANZA DE PRECISIÓN 2200GR, 0.01GR

La balanza de precisión PTY-B2200 de la "Serie B" es un equipo digital con un sensor de celda de carga, la cual genera una respuesta rápida de pesaje, de alta durabilidad, sensibilidad y estabilidad.

Aplicaciones: pesaje porcentual (según configuración), mediciones de densidad (volumen definido), pesaje de animales (dinámico), modo de pesaje y conteo seleccionable, ventas con diferentes precios, función de pesaje (alto/bajo), pesaje bruto/neto y mermas, función en retención de picos y pesaje de la suma acumulada.

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo ajustable para la estabilidad de medida.
- Más de 20 unidades en medidas de peso.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Ajuste de fecha, hora y temperatura.
- Con asa de transporte.
- Con puerto RS232.
- Diseño antiestático.
- Las medidas se pueden leer directamente en la PC.
- Sensor de celda de carga.
- Calibración externa.
- Doble rango automático y precisión.
- Compensación de temperatura.
- 7 niveles de antivibración.



ACCESORIOS

- Cargador para corriente 110-240V, 50-60Hz.
- Cable RS232.
- Manual de Instrucciones
- Pesa de 1kg

MODELO
PTY-B2200
(EXACTROL)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	PTY-B2200
Marca	EXACTROL
Modelo	PTY-B2200
Tipo	Balanza de precision
Tipo de Sensor	Carga de celda
Capacidad	2200gr
Resolución	0.01 g
Precisión	±0.02 g
Linealidad	±0.03 g
Tiempo de respuesta	2 - 3 seg
Condición de Operación	18 a 30°C, 0 a 70 % HR
Tamaño del plato	168×168 mm
Tamaño	292x208x88 mm
Alimentación	AC/BATTERY 9V (Opcional)