



MANIQUÍ DE ENTRENAMIENTO EN RCP INFANTIL CON APLICACIÓN

Este modelo de RCP infantil está fabricado en PVC, diseñado para practicar la atención de obstrucciones de las vías respiratorias, la respiración artificial y las compresiones torácicas. Su conexión con una aplicación permite registrar y evaluar el desempeño de las maniobras.

CARACTERÍSTICAS

- Simula la obstrucción de las vías respiratorias por un cuerpo extraño.
- Permite practicar respiración artificial y compresiones torácicas externas mediante conexión a la aplicación.
- Reproduce las vías respiratorias naturales y su apertura.
- Permite practicar la apertura de las vías respiratorias y la compresión torácica.
- Simula la elevación del tórax al abrir las vías respiratorias.
- Genera un informe de puntuación con fecha, identificación y registros de pulsaciones y ventilaciones correctas e incorrectas; puede imprimirse al conectar una impresora.



EMBALAJE:

- 1 unidad/caja.
- Dimensiones: 54 × 28 × 21 cm.
- Peso: 2,5 kg.

MODELO
XC-416A