

Agitadores Orbitales de Decoloración


Agitador orbital inteligente y multifuncional, diseñado para procedimientos de tinción, destinción, mezclado y extracción, con plato provisto de alfombrilla antideslizante y varilla de conexión para mayor estabilidad y seguridad en el trabajo de laboratorio.

CARACTERÍSTICAS

- Movimiento orbital suave y uniforme para resultados consistentes.
- Pantalla LCD para visualización independiente de velocidad y tiempo.
- Motor DC sin escobillas, libre de mantenimiento, con sistema de protección contra sobrevelocidad.
- Operación continua o temporizada.
- Diseño robusto y compacto con alfombrilla antideslizante y varilla de conexión incluidas.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Plataforma básica con alfombrilla antideslizante.
- Plataforma adicional.
- Varilla de conexión.
- Cuerda de sujeción para recipientes.
- Cable de alimentación.
- Manual de usuario.



MODELO
SK-O180S-00
DLAB



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	SK-O180S-00
Movimiento orbital	20 mm
Capacidad máx. de carga	2 kg
Motor	DC sin escobillas
Potencia de entrada / salida	20 W / 16 W
Rango de velocidad	40-200 rpm
Pantalla velocidad / tiempo	LED / LED
Tiempo programable	1 min – 99 h 59 min
Alimentación	100-240 V, 50/60 Hz
Potencia total	20 W
Peso	3.1 kg
Dimensiones (An×Prof×Alt)	294 x 348 x 123 mm
Protección	IP21
Dimensiones placa de trabajo (An x Prof)	268x 268 mm
Temp./Humedad permitida	5-40 °C / 80% RH

