

## Maniquí adulto/niño TMAN 1 para entrenamiento y práctica de CPR Prompt® - Azul

Maniquí integral para entrenamiento de RCP, maniobra de Heimlich y respiración boca a boca y compresiones abdominales, ideal para cursos de primeros auxilios con realismo anatómico y ajuste por edad.

### CARACTERÍSTICAS

- Diseño multifunción para practicar RCP, compresiones abdominales y maniobra de Heimlich.
- Marcadores anatómicos realistas: nuez de Adán, ombligo, arterias carótidas, caja torácica y más.
- Clicker audible que confirma la compresión torácica correcta.
- Requiere inclinación de cabeza y elevación del mentón para apertura realista de vía aérea.
- Dial selector de edad: ajusta técnica para adulto o niño mediante el pistón de compresión.
- Pulmones reemplazables con sistema higiénico de inserción.
- Cumple con criterios de la AHA (American Heart Association) para maniqués de entrenamiento.

### ACCESORIOS INCLUIDOS

- 10 bolsas pulmonares con protección facial.
- Herramienta de inserción para montaje.
- Manual de instrucciones.



**MODELO**  
**LF06001 A**  
**Nasco**