




► Características



- Ajuste de dioptría en un ocular.
- Cabeza Binocular tipo Siedentopf.
- Cabeza inclinada a 30° y giratoria 360°.
- Distancia Interpupilar de 48 ~ 75 mm.
- Objetivos con antiderrapante y anillos de color.
- Puntero en uno de los oculares.
- Estativo, robusto, reforzado y fácil de transportar con soporte enrolla cable incorporado.
- Iluminación con ajuste de intensidad.
- Baterías recargables incorporadas al estativo.
- Platina con vernier, escala milimétrica, pinza, ajuste de altura.

► Aplicaciones

- Educación Superior
- Uso Clínico
- Investigación

► Accesorios incluidos

- Cable trifásico
- Aceite de inmersión
- Funda de plástico
- Filtros de tonalidad azul, verde y amarillo

TECHNICAL DATA

Modelo	VE-B0
Oculares	WF 10X/18 mm.
Revólver	Cuádruple, con tope.
Objetivos	4X, 10X, 40X e inmersión 100X (retráctiles).
Sistema Óptico	Acromático.
Platina	Doble placa con movimientos coaxiales X-Y. 130 x 130 mm / 5.1" x 5.1".
Condensador	Abbe, A.N. 1.25 con tornillo elevador.
Diafragma	Iris con portafiltro.
Enfoque	Coaxial macrométrico y micrométrico.
Iluminación	LED.
Dimensiones	148 x 355 x 225 mm/ 5.8" x 13.9" x 8.8".
Fuente de Alimentación	3 baterías AA recargables de 1.2V (incluidas). CA 110/240, 50/60 Hz.
Garantía	10 años