

BALANZA ANALÍTICA PROFESIONAL

La Balanza analítica PTX-FA210S serie S es un equipo que mide con precisión de manera rápida los cambios en el peso dado que cuenta con un sensor monobloque de respuesta rápida, además de alta durabilidad, gran sensibilidad y estabilidad.

Los modelos PTX son útiles para las siguientes aplicaciones: pesaje porcentual (según configuración), mediciones de densidad (Volumen definido), pesaje de animales (Dinámico), conteo de piezas (joyerías), ventas con diferentes precios, control de pesos según mínimo/máximo, pesaje bruto/neto y mermas, y pesaje de suma acumulada.

CARACTERÍSTICAS

- Sensor Monobloque (monolítico).
- Calibración Interna con un solo botón.
- Compensación de temperatura en tiempo real.
- 7 niveles de antivibración.
- Pantalla LCD retroiluminada de alto contraste.
- Tiempo ajustable para la estabilidad de medida.
- Más de 20 Unidades: g, mg, ct, kg, lb, etc.
- Configuración para temperatura, tiempo y fecha.
- Con asa de transporte y caja para herramientas trasera.
- Con gancho para pesaje por debajo.
- Con registro de datos directo a través de puerto USB/RS232.
- Vidrios protectores de viento antiestática.
- Protección de sobrecarga.



MODELO
PTX-FA210S
(EXACTROL)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	PTX-FA210S
Tipo de Sensor	Monobloque
Capacidad	210 g
Resolución	0.1 mg
Precisión	±0.1 mg
Linealidad	±0.2 mg
Tiempo de Respuesta	2 - 5 segundos
Condiciones de Operación	18 a 30°C, 0 a 80% HR
Tamaño del Plato	Φ90 mm
Tamaño	345x223x331
Alimentación	AC/Batería 9V (Opcional)

ACCESORIOS

- Cargador para corriente 110-240V, 50-60Hz.
- Cable conector tipo RS232 y Cable USB.
- Manual de Instrucciones.
- Batería de 3V CR2032.