

MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO ESTÁNDAR

El estereomicroscopio binocular "EXCTPW40" permite observar especímenes aumentados en tres dimensiones con gran precisión.

Es ideal para una amplia variedad de aplicaciones, como el estudio de sólidos, disecciones, microcirugía, relojería, fabricación e inspección de circuitos.

CARACTERÍSTICAS

- Iluminación con lámpara LED.
- 40x de Magnificación.
- Objetivos Opcionales: 1x-2x, 1x-3x.
- Perillas de fijación y de enfoque.
- Interruptor de poder.
- Objetivo Insertado.

ACCESORIOS

- Manual de instrucciones.
- Guardapolvo.
- Cable de poder.



MODELO
EXCT-PW40
(EXACTROL)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	EXCT-PW40
Cabezal de visión	Cabezal Binocular, inclinación 45° 360° Giratorio con oculares asegurados
	Tubo ocular izquierdo con ajuste de dioptría de $\pm 5dp$
	Distancia Interpupilar 55-75 mm
Cuerpo Principal	Imagen vertical nítida en estéreo sobre un campo de visión amplio, suministrada con soporte estilo pilar
Ocular	WF10X
Objetivo Rotacional	2x - 4x
Plato	Plato de vidrio escarchado
Iluminación	Iluminación Incidente & Iluminación Transmitida con LED lámpara
Alimentación	110V/60Hz o 220V/50Hz