

SIMULADOR DE INYECCIÓN INTRAMUSCULAR

El LF00961 ofrece una experiencia de aprendizaje visual y táctil única, ideal para la enseñanza de técnicas de inyección intramuscular. Su diseño anatómico realista permite a los estudiantes identificar puntos de referencia óseos, practicar diferentes técnicas y comprender la ubicación de los músculos, nervios y vasos.

CARACTERÍSTICAS

- Incluye estructuras óseas simuladas: trocánter mayor, espinas ilíacas y sacro.
- Permite identificar sitios de inyección con precisión.
- Sección transparente en la zona glútea izquierda que muestra músculos, nervio ciático y vasos.
- Tres tipos de inyección: dorsoglútea, ventroglútea y vasto lateral.
- Textura realista de piel, músculos y huesos que simula un paciente real.
- Dimensiones: 56 × 41 × 25 cm
- Peso: 9 kg



MODELO
LF00961
Nasco

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Guía de enseñanza.
- Suministro de jeringas.
- Estuche rígido de transporte.

