

Centrífuga de Baja Velocidad

Centrífuga de mesa compacta y versátil, ideal para la separación de componentes sanguíneos y otros fluidos corporales. Su motor sin escobillas y control digital garantizan precisión, seguridad y facilidad de uso en laboratorios clínicos y de investigación.

CARACTERÍSTICAS

- Control digital con pantalla LCD y menú intuitivo para configurar velocidad en RPM o RCF.
- Motor sin escobillas, libre de mantenimiento, para un funcionamiento silencioso y estable.
- Tapa con cierre eléctrico y liberación automática al finalizar el ciclo.
- Función de giro rápido (pulse) para centrifugados rápidos y frenado suave a bajas velocidades.
- Rotor de plástico de alta resistencia y doble carcasa protectora para mayor seguridad.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Rotor A12-10P (12 × 10/8 × 15 mL) o A6-50P (6 × 50/6 × 15 mL), según configuración.
- Adaptadores para tubos según capacidad seleccionada.
- Cable de alimentación.
- Manual de usuario.



MODELO

DM0412

22/25

DLAB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	DM0412- 22 (9034002122)	DM0412- 25 (9034002125)
Rango de velocidad	300-4500 rpm	300-4000 rpm
Máx. RCF	2490 × g	1800 × g
Precisión de velocidad	±20 rpm	
Rotor disponible	(A12-10P) 8x15mL o 12x10 mL, plástico de alta resistencia.	(A6-50P) 6x15mL o 6x50mL, plástico de alta resistencia
Aceleración/Tiempo de frenado	(A12-10P) 20 seg subida / 13 seg bajada	(A6-50P) 20 seg subida / 20/90 seg bajada
Motor	DC sin escobillas	
Tiempo de funcionamiento	30 seg - 99 min o continuo (HOLD)	
Dimensiones (An×Prof×Alt)	354 × 304 × 215 mm	
Peso	6 kg	
Seguridad	Bloqueo de tapa, detector de exceso de velocidad, autodiagnóstico interno.	
Alimentación	Monofásico 110-240 V, 50/60 Hz, 3 A, 70 W	
Funciones adicionales	Cambio RPM/RCF, ejecución corta, alerta sonora	