


BALANZA ANALÍTICA PROFESIONAL

El presente modelo PTX-FA110 es una balanza analítica que cuenta con una pantalla numérica. La balanza cuenta con un sensor monobloque de alta precisión, alta durabilidad, gran sensibilidad y estabilidad.

Las aplicaciones son las siguientes: pesaje porcentual. (según configuración), mediciones de densidad (Volumen definido). Pesaje de animales (Dinámico). conteo de piezas (Joyerías) y pesaje de suma acumulada.

CARACTERÍSTICAS

- Sensor EMFC.
- Calibración externa.
- Compensación de temperatura.
- 7 niveles de antivibración.
- Pantalla LCD retroiluminada de alto contraste.
- Tiempo ajustable para la estabilidad de la medida.
- Más de 20 unidades de medida de peso.
- Configurable para la fecha y la hora.
- Con asa de transporte.
- Vidrios protectores de viento.
- Diseño antiestático.
- Protección de sobrecarga.
- Las medidas pueden ser leídas desde una PC.
- Con cable USB/RS232, el cual permite la comunicación con otros equipos.



MODELO
PTX-FA110
(EXACTROL)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	PTX-FA110
Tipo de Sensor	Monobloque
Capacidad	110 g
Resolución	0.1 mg
Precisión	±0.1 mg
Linealidad	±0.2 mg
Tiempo de Respuesta	2 - 5 segundos
Condiciones de Operación	18 a 30°C, 0 a 80% HR
Tamaño del Plato	Φ90 mm
Tamaño	345x223x331
Alimentación	AC/Batería 9V (Opcional)

ACCESORIOS

- Cargador para corriente 110-240V, 50-60Hz.
- 1 cable USB tipo RS232.
- Manual de Instrucciones.
- Batería de 3V CR2032.