

MODELO DE RECIÉN NACIDO PARA PRÁCTICAS NEONATAL

Modelo anatómico de recién nacido, diseñado para la capacitación y práctica clínica en procedimientos de parto y cuidado neonatal.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño anatómico con tamaño y configuración similares a los de un recién nacido real.
- Cabeza, extremidades superiores e inferiores y articulaciones flexibles.
- Permite demostrar las principales características anatómicas del recién nacido.
- Adecuado para practicar diferentes métodos de parto, baño y otros procedimientos de formación clínica.
- Fabricado en PVC suave y lavable.



DIMENSIONES:

- Longitud: 52 cm.
- Diámetro de la cabeza: 34 cm.

MODELO
XC-409