



### ► Características

- Ajuste de dioptría en un ocular.
- Cabeza Binocular tipo Siedentopf.
- Cabeza inclinada a 30° y giratoria 360°.
- Distancia Interpupilar de 48 ~ 75 mm.
- Objetivos con antiderrapante y anillos de color.
- Estativo, robusto, reforzado y fácil de transportar.
- Iluminación con ajuste de intensidad.
- Baterías recargables incorporadas al estativo.
- Platina con vernier, escala milimétrica, pinza, ajuste de altura.
- Puntero en uno de los oculares.

### ► Aplicaciones

- Educación Superior
- Uso Clínico
- Investigación

### ► Accesorios incluidos

- Funda de plástico.
- Un par de oculares WF 20x/15mm
- Filtros

## DATOS TÉCNICOS

|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Modelo</b>                 | <b>VE-B1</b>                                                          |
| <b>Oculares</b>               | WF 10X/20 mm.                                                         |
| <b>Revólver</b>               | Cuádruple, con tope.                                                  |
| <b>Objetivos</b>              | 4X, 10X, 40X e inmersión 100X (retráctiles).                          |
| <b>Sistema Óptico</b>         | Acromático.                                                           |
| <b>Platina</b>                | Doble placa con movimientos coaxiales X-Y. 140 x 130 mm/ 5.5" x 5.1". |
| <b>Condensador</b>            | Abbe, A.N. 1.25 con tornillo elevador.                                |
| <b>Diafragma</b>              | Iris con portafiltro.                                                 |
| <b>Enfoque</b>                | Coaxial macrométrico y micrométrico.                                  |
| <b>Iluminación</b>            | LED.                                                                  |
| <b>Dimensiones</b>            | 250 x 350 x 180 mm/ 9.8" x 13.7" x 7.0".                              |
| <b>Fuente de Alimentación</b> | 3 baterías AA recargables de 1.2V (Opcional). CA 110/240, 50/60 Hz.   |
| <b>Garantía</b>               | 1 años                                                                |