



► Características Generales



- Cabeza con puertos mini USB, USB, HDMI.
- Pantalla ajustable de -5° a 15° de inclinación.
- Estativo, robusto y reforzado.
- Ranura para tarjeta SD.
- Software SOPTOP incorporado para edición de capturas.
- Transmisión de imagen a varios dispositivos electrónicos vía WiFi.

- Captura de foto y video de forma independiente mediante la transmisión WiFi.
- Software VELAB para conexión simultánea a PC, edición, procesamiento y análisis digital con más de 100 funciones, entre ellas medición de patrones geométricos, segmentación de imágenes, aplicación de filtros binarios, identificación automática de partículas, entre otras.

► Aplicaciones

- Educación Superior
- Industria
- Investigación
- Ciencia de los materiales

► Accesorios incluidos

- Cable USB
- Cable trifásico.
- Cable HDMI
- Disco de instalación

DATOS TÉCNICOS

Modelo	VE-153G
Cabeza	Pantalla fija de 10", IPS con resolución HD.
Cámara	4.0 MP
Objetivos	0.7X, 1X, 1.5X, 2X, 3X, 4X y 5X
Sistema Óptico	Sistema Zoom
Platina	Fija.
Enfoque	Macrométrico antiderrapante.
Iluminación	Anillo LED de luces independientes, color de temperatura 5000-5500K.
Dimensiones	320 x 482 x 260 mm / 12.2" x 18.9" x 10.2"
Fuente de Alimentación	CA 110/240V, 50/60 Hz.
Garantía	10 años.