

Agitadores Verticales

Agitadores verticales digitales de alto rendimiento, diseñados para tareas exigentes en síntesis química y farmacéutica, análisis físico-químico e industrias petroquímicas. Su motor sin escobillas y su sistema de control avanzado aseguran velocidad constante, seguridad y durabilidad incluso con muestras de alta viscosidad.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LCD LED (modelos S) para visualizar velocidad, par y tiempo .
- Motor DC sin escobillas para una larga vida útil.
- Velocidad constante incluso con cambios de viscosidad.
- Circuitos de seguridad que permiten una función de parada segura en condiciones de bloqueo o sobrecarga.
- Mandril de gran diámetro para diversos tipos de eje.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Soporte universal de placa (material: hierro fundido).
- Varilla de conexión.
- Cable de alimentación.
- Manual de usuario.
- Paleta de agitación tipo "top-cross" (según modelo).



MODELO
OS20-S
DLAB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	OS20-S
Capacidad máx. de agitación (H ₂ O)	20 L
Rango de velocidad	50-2200 rpm
Par máximo	40 N·cm
Viscosidad máxima	10,000 mPa·s
Motor	DC sin escobillas
Pantalla de velocidad	LED
Pantalla de protección contra sobrecarga	LED
Rango de sujeción del mandril	0.5-10 mm
Potencia motor entrada / salida	60W / 50W
Potencia total	70 W
Alimentación	100-240 V, 50/60 Hz
Dimensiones (An×Al×Prof)	83 × 220 × 186 mm
Peso	2.8 kg
Clase de protección	IP21
Temp./Humedad permitida	5-40 °C / 80% RH