

# Autoclave Vertical de 18 y 24 litros de vapor de presión

Equipo compacto de 18/24 litros diseñado para una esterilización rápida y efectiva mediante vapor a presión. Opera a 126 °C con control de tiempo hasta 60 minutos, ofreciendo resultados uniformes ( $\pm 1$  °C) y seguros gracias a su sistema de protección de sobrepresión. Ideal para laboratorios, clínicas y entornos que requieren máxima higiene y confiabilidad.

## CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de 18/24 litros con estructura totalmente de acero inoxidable.
- Presión de trabajo: 0,14 - 0,16 MPa con manómetro de doble escala.
- Rango de temperatura: 126 °C, con temporizador programable de 0-60 min.
- Apagado automático con señal acústica al finalizar la esterilización.



**MODELO**  
**FSF-18LDJ/-24LDJ**  
**FAITHFUL**



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MODELO                      | FSF-18LDJ       | FSF-24LDJ      |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| Capacidad                   | 18 litros       | 24 litros      |
| Presión de trabajo          | 0.14 a 0.16 MPa |                |
| Presión máxima de seguridad | 0.165 MPa       |                |
| Rango de ajuste de presión  | 0.05 a 0.14 Mpa |                |
| Temperatura de trabajo      | 126 °C          |                |
| Rango de temporizador       | 0 a 60 minutos  |                |
| Alimentación                | 220V AC/2 kW    |                |
| Tamaño del tambor           | Φ280 x 260 mm   |                |
| Dimensiones                 | 410×410×430 mm  | 410x410x550 mm |
| Peso bruto/Peso neto        | 16/14 Kg        | 17/15 Kg       |

