

# MODELO AVANZADO DE INTUBACIÓN TRAQUEAL HUMANA

Modelo anatómico avanzado diseñado para la enseñanza y práctica de técnicas de intubación endotraqueal. Permite una simulación realista de la anatomía de la vía aérea superior y el manejo clínico de la intubación en escenarios de emergencia o anestesia.

## CARACTERÍSTICAS

- Cuello con función de hiperextensión para simular la posición de intubación real y facilitar la visualización de la glotis.
- Anatomía detallada de boca, faringe, laringe, cuerdas vocales, tráquea y esófago.
- Indicación táctil y visual de la correcta colocación del tubo endotraqueal.
- Fabricado en PVC de alta calidad, duradero, fácil de limpiar y almacenar.



## MODELO XC-407A

## ACCESORIOS

- Tubo Endotraqueal.
- Adaptador de Corriente.
- Cable de Datos.
- Caja de Control Electrónica.