

BALANZA DE PRECISIÓN

La balanza de precisión PTY-C6200 de la "Serie C" es un equipo que cuenta con un sensor de celda de carga para mediciones de gran capacidad. Esta tecnología posee una respuesta de pesaje rápida, de alta durabilidad, sensibilidad y estabilidad.

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo ajustable para la estabilidad de medida.
- Más de 20 unidades en medidas de peso.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Ajuste de fecha, hora y temperatura.
- Con puerto RS232.
- Diseño antiestático.
- Las medidas se pueden leer directamente en la PC.
- Sensor de celda de carga.
- Calibración externa.
- Doble rango automático y precisión.
- Compensación de temperatura.
- 7 niveles de antivibración.

ACCESORIOS

- Cargador para corriente 110-240V, 50-60Hz.
- 1 cable para transmisión de datos.
- Manual de Instrucciones.



MODELO
PTY-C6200
(EXACTROL)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	PTY-C6200
Tipo de Sensor	Celda de carga
Capacidad	6200/10000 g
Resolución	0.1 / 0.2 g
Precisión	±0.1 / ±0.2 g
Linealidad	±0.2 / ±0.2 g
Tiempo de Respuesta	10-20 seg.
Condiciones de Operación	18 a 30°C, 0 a 70 % HR
Tamaño del Plato	168x168 mm
Tamaño	295x208x88 mm
Alimentación	AC/Batería 9V (Opcional)