

MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO DE AMPLIACIÓN

El microscopio estereoscópico ofrece una visión ampliada con claridad excepcional y comodidad, permitiendo descubrir detalles con una imagen tridimensional nítida. Es la herramienta perfecta para investigación, educación y observación precisa en campos como biología, medicina, control de calidad e industria manufacturera.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño atractivo, ligero y de fácil traslado.
- Cuenta con un rango amplio de 45X de aumento.
- Distancia Inter pupilar que te permitirá tener una visión tridimensional nítida.
- Ofrece un diseño ergonómico que permite una comodidad óptima durante largas sesiones de observación, reduciendo la fatiga del usuario.
- Incluye una base robusta y estable que garantiza la estabilidad durante la observación, lo que es esencial para el trabajo de laboratorio.



MODELO
EXCT-PW7045
(EXACTROL)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	EXCT-PW7045
Cuerpo Principal	Soporte de estilo pilar, con imagen nítida de amplio campo de visión
Cabezal	Inclinado 45° y rotación de 360°. Oculares bloqueados.
	Ajuste de dioptría +-5dp
	Distancia interpupilar entre 55-75mm
Relación de ampliación	1:6.4
Ocular	WF 10x/20mm
Rango de ampliación del objetivo	0.7x - 4.5x
Aumento	7x - 45x
Distancia de trabajo	100mm
Iluminación	Iluminación incidente y de transmisión, con lámpara LED de 3W

