

BALANZA DE PRECISIÓN DE DOBLE RANGO

La balanza de precisión PTY-2202/3202 "Serie ADR" es un equipo con un sensor monobloque de alta gama. Este sensor de alta durabilidad tiene una rápida respuesta a los cambios de pesado, sensibilidad y estabilidad, además de diversas aplicaciones que las hacen muy útiles en cualquier área de investigación.

Aplicaciones: pesaje porcentual (según configuración), mediciones de densidad (Volumen definido), pesaje de animales (Dinámico), modo de pesaje y conteo seleccionable, Ventas con diferentes precios, función de pesaje (alto/bajo), pesaje bruto/neto y mermas, función en retención de picos y pesaje de la suma acumulada.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla táctil a color.
- Sensor monobloque.
- Doble calibración interna.
- Doble rango automático y precisión.
- Compensación de temperatura.
- 7 niveles de antivibración.
- Tiempo de estabilidad variable.
- Más de 20 unidades de mediciones.
- Para configurar temperatura, tiempo y fecha.
- Con asa de transporte.
- Con gancho para pesar los productos.
- Con puerto RS232 y USB.
- Diseño antiestático.
- Medidas visualizables en la PC.
- Protección de sobrecarga.



MODELO
PTY-2202/3202

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	PTY-2202 / 3202
Tipo de Sensor	Monobloque
Capacidad	2200 / 3200 g
Resolución	10 / 20 mg
Precisión	± 10 / ± 20 mg
Linealidad	± 20 / ± 40 mg
Tiempo de Respuesta	2 - 5 segundos
Condiciones de Operación	18 a 30°C, 0 a 70% HR
Tamaño del Plato	168x190 mm
Tamaño	345x223x110 mm
Alimentación	AC/Batería 9V (Opcional)

ACCESORIOS

- Cargador para corriente 110-240V, 50-60Hz.
- 1 cable USB tipo RS232.
- Manual de Instrucciones.
- Batería de 3V CR2032.