

MANIQUÍ DE ENTRENAMIENTO RCP ADULTO/NIÑO, CON TECNOLOGÍA HEARTISENSE®

El LF06001 es un maniquí integral para la enseñanza de RCP, respiración boca a boca y maniobra de Heimlich. Gracias a su diseño realista con puntos anatómicos palpables y un sistema de retroalimentación audible, permite a estudiantes y profesionales adquirir habilidades precisas en la práctica de emergencias. Ideal para entrenamientos grupales, cumple con los estándares de la American Heart Association, garantizando sesiones de formación seguras, realistas y efectivas.

CARACTERÍSTICAS

- Permite practicar RCP, ventilaciones y compresiones abdominales.
- Referencias anatómicas realistas: nuez de Adán, carótidas, ombligo, caja torácica y esternón.
- "Clicker" audible que asegura compresiones correctas.
- Cabeza lavable y fácil de desinfectar.
- Vías aéreas reemplazables.
- Selector de edad para entrenamiento en adultos o niños.
- Cumple con criterios de la AHA.
- Dimensiones: 51 x 36 x 15 cm
- Peso: 3 kg



ACCESORIOS INCLUIDOS

- 10 bolsas pulmonares con protección facial.
- Herramienta de inserción.
- Instrucciones de montaje.
- Estuche de transporte de cartón con asa.

Nota: Cuando utilice maniquíes con cuerpo de espuma para el entrenamiento con DEA, utilice únicamente almohadillas diseñadas para cuerpos de espuma

MODELO
LF06001A
Nasco

