

Autoclave vertical del 18 litros de vapor de presión

Equipo compacto y eficiente para la esterilización rápida de instrumentos, utensilios y materiales mediante vapor a presión. Su diseño portátil facilita el uso en laboratorios, clínicas, consultorios y trabajos de campo, garantizando una desinfección segura y confiable.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de 18 L (280×260 mm).
- Estructura totalmente de acero inoxidable.
- Presión de trabajo: 0,14 – 0,16 MPa, con manómetro de doble escala.
- Temperatura de trabajo: 126 °C, calentado eléctricamente o con GLP.
- Fácil de operar, seguro y confiable.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Cable de alimentación.
- Llave de ajuste.



MODELO
FSF-18LM
FAITHFUL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	FSF-18LM
Volumen de esterilización	18L (280*260 mm)
Presión de trabajo	0.14 – 0.16 MPa
Presión máxima de seguridad	0.165 MPa
Temperatura de trabajo	126 °C
Alimentación	220V AC/60 Hz
Potencia del tubo electotérmico	2kW
Dimensión	410×410×430 mm
Peso bruto/Peso neto	16/14 Kg