

MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLÓGICO

Potencia tu exploración microscópica con nuestro Microscopio Binocular Biológico de 4 Objetivos. Este avanzado instrumento científico te permite adentrarte en un mundo invisible y descubrir la belleza de la biología con una claridad y detalles excepcionales. Sus cuatro objetivos intercambiables proporcionan un rango de magnificación versátil para satisfacer tus necesidades de observación. La característica principal de este microscopio es su capacidad de desempeñar su función registrando las muestras necesarias, esto lo convierte en una herramienta excelente para entidades e instalaciones de investigación como laboratorios, universidades, hospitales, y otras industrias.

CARACTERÍSTICAS

- Cabezal binocular con inclinación a 30°.
- Diseño compacto y ergonómico.
- Brillo e iluminación ajustable.
- Interruptor principal en la parte trasera.
- En su parte posterior cuenta con espacio para guarda cable.

ACCESORIOS

- Manual de instrucciones en digital.
- 1 funda guardapolvo.
- 1 Fusible de repuesto.
- 1 Cable de poder.
- 1 Filtro azul.
- 1 llave allen.
- 1 Aceite de Inmersión pequeño.



MODELO
EXCT-PW206B
(EXACTROL)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	EXCT-PW206B
Sistema Óptico	Sistema Óptico al Infinito
Cabecal de Visualización	Cabecal binocular Seidentopf, inclinado 30°, Distancia interpupilar 48mm-75mm.
Ocular	WF10X/22mm
Revolver	Cuádruple
Objetivos	Objetivos de plano infinito de alto contraste 4x,10x,40x,100x (aceite s).
Platina Mecánica	Etapla mecánica de doble capa.
	Superficie tratada con grafito.
	Tamaño del escenario: 216mm*150mm.
	Rango de movimiento, 75mm*55mm.
Sistema de Enfoque Ajustable	Ajuste de enfoque coaxial fino y grueso, Rango 25mm.
	Valor de la escala de enfoque fino 0,001 mm.
	Recorrido de enfoque grueso 37,7 mm/círculo
	Recorrido de enfoque fino 0,1 mm/círculo,
	Rango de enfoque 24mm.
Condensador	N.A = 1.25 Condensador Abbe con iris diafragma y filtro
Iluminación	Sistema de iluminación Kohler. Iluminación LED de 3W, Brillo ajustable.
Alimentación	220V

ACCESORIOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS)

- Montura tipo C: 0.5x.
- Fijación de campo oscuro.
- Oculares de WF16X/15mm, WF20X/12mm.
- Condensador para objetivo quíntuple.
- Accesorio de contraste de fase.
- Kit de contraste de fases (10x, 20, 40, 100x).