



► Características

- Cabeza Monocular.
- Cabeza inclinada 45° y giratoria 360°.
- Objetivos con anillos de color.
- Iluminación con ajuste de intensidad.
- Platina con vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura
- Software para visualización en tiempo real, así como captura de foto y video.

► Aplicaciones

- Educación
- Uso Clínico

► Accesorios incluidos

- Disco de instalación
- Aceite de inmersión
- Funda de plástico
- Filtros de tonalidad verde, amarillo y azul
- Cable USB
- Eliminador

DATOS TÉCNICOS

Modelo	VE-M5D
Oculares	WF 10X/18 mm, con prisionero y puntero.
Cámara	1.3 MP.
Revólver	Cuádruple, con tope.
Objetivos	4X, 10X, 40X e inmersión 100X (retráctiles).
Sistema Óptico	Acromático.
Platina	Doble placa con movimientos coaxiales X-Y 130 x 130 mm/ 5.1" x 5.1".
Condensador	Abbe A.N. 1.25.
Diafragma	Iris con portafiltro.
Enfoque	Coaxial macrométrico y micrométrico.
Iluminación	LED.
Sistema operativo	Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10 (32 & 64 bit).
Dimensiones	147 x 350 x 224 mm / 5.7" x 13.7" x 8.8".
Fuente de Alimentación	3 baterías AA recargables de 1.2V (incluidas). CA 110/240, 50/60 Hz.
Garantía	10 años