

MICROSCOPIO BINOCULAR EDUCATIVO

El microscopio biológico "EXCT-107B" es una excelente herramienta para detectar microorganismos, bacterias, y otros tipos de especímenes biológicos.

Ampliamente utilizado en exámenes clínicos, bacterioscopía, histología, entre otros. También puede ser usado en institutos y universidades, establecimientos de salud e institutos de investigación.

CARACTERÍSTICAS

- Platina mecánica de doble capa con perillas largas de ajuste coaxial fino y grueso.
- Distancia de Objetivo imagen principal: 195mm.
- Iluminación LED 3W con brillo ajustable.
- Revólver cuádruple tipo "Click-Stop"
- Condensador ABBE, N.A. =1.25.
- Soporte de subida y bajada.

ACCESORIOS

- Manual de Instrucciones digitales.
- Guardapolvo.
- Aceite de inmersión.
- Fusible de repuesto.
- Filtro Azul.
- Cable de Poder.



MODELO
EXCT-107B
(EXACTROL)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	EXCT-107B
Cabecal de visión	Cabecal Binocular Tipo Corredizo, inclinación de 45°
Ocular	WF10X/18mm
Objetivos	Objetivo Acromáticos
	4x, 10x, 40x(S), 100 x (S, Oil)
Revólver	Cuádruple, con tope de clic
Platina Mecánica	Platina mecánica de doble capa, 140mm x 132mm / 75mm x 45mm
Enfoque	Ajuste coaxial grueso y fino, rango de enfoque de 30mm, intervalo de enfoque de 0.002mm
Condensador	Abbe NA 1.25 diafragma del iris & filtro azul
Iluminación	LED de 3w o Lampara Halógena 6V / 20W, con brillo ajustable