

BALANZA ANALÍTICA AUTOMÁTICA DE DOBLE RANGO

La PTY-124/223 es una balanza analítica de doble rango con sensor super monobloque y calibración interna inteligente. Ofrece capacidades de 120 g / 220 g, lectura de 0.1 mg / 1 mg y pantalla táctil HD. Incorpora compensación de temperatura, ajuste antivibración y comunicación con PC para lectura y transferencia de mediciones.

CARACTERÍSTICAS

- Doble rango automático con doble precisión: 120 g / 220 g y lectura de 0.1 mg / 1 mg.
- Sensor Super Monobloc, diseñado para proporcionar respuesta rápida, durabilidad, sensibilidad y estabilidad.
- Calibración interna inteligente configurable, activada automáticamente por temperatura o intervalo de tiempo.
- Pantalla táctil HD con barra de capacidad en tiempo real y más de 20 unidades de pesaje.
- Interfaces RS232 y USB; las mediciones pueden visualizarse directamente en PC.



ACCESORIOS

- Plato metálico
- Guantes de tela
- Pesa de 100g
- Fuente de alimentación
- Cable USB

MODELO
PTY-124/223
(EXACTROL)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	PTY-124/223
Capacidad	120 g / 220 g
Legibilidad	0.1 mg / 1 mg
Repetibilidad	±0.1 mg / ±1 mg
Linealidad	±0.2 mg / ±2 mg
Tamaño del plato	Ø90 mm
Tiempo de respuesta	2-5 s
Dimensiones de la carcasa	345 × 223 × 331 mm
Calibración	Calibración interna inteligente automática configurable
Compensación	Compensación de temperatura en tiempo real
Ajuste antivibración	7 niveles ajustables
Interfaces	RS232 y USB
Unidades	Más de 20 unidades (g, mg, ct, entre otras) + 2 unidades personalizables